

CRÈMES & TRAITEMENTS



CRÈMES & TRAITEMENTS



PRODUITS QENOA

PODIATECH, DISTRIBUTEUR EXCLUSIF QENOA AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DU PIED.

Les crèmes QENOA® sont élaborées en France à partir de matières premières naturelles, et sont composées de Silicium Organique (élément essentiel de la matière vivante).

Le silicium est un régénérateur cellulaire indispensable pour :

- maintenir la souplesse et l'élasticité de la peau,
- réparer les cartilages,
- reconstituer le tissu osseux,
- restituer la mobilité articulaire.

Notre corps ne fabriquant pas de silicium, l'application de crèmes spécifiques permet de compenser les carences, de prévenir et soulager de nombreuses pathologies.

UNE GAMME DE CRÈMES AGRÉABLES ET ÉCOLOGIQUES À BASE DE SILICIUM ORGANIQUE.



QENOA



BAUME RÉGÉNÉRANT

Callosités - Crevasses - Escarres - Engelures

Action régénérante, hydratante et cicatrisante. Baume recommandé aux diabétiques.

Baume régénérant tube 75 ml	P78S001	
Baume régénérant airless 200 ml	P78S005	
Baume régénérant pompe 500 ml	P78S002	

GEL CIRCULATION DYNAMISÉE

Varices - Œdèmes - Jambes lourdes - Pieds enflés

Action drainante et stimulante. Circulation dynamisée ; vaisseaux renforcés. Recommandé aux diabétiques.

Gel Circulation tube 100 ml	P78C001	
Gel Circulation pompe 500 ml	P78C002	

GEL ARTICULATION

Arthrose - Arthrite - Tendinites - Hallux Valgus - Entorses - Fractures

Régénère les cartilages. Mobilité accrue. Action anti-douleur et anti-inflammatoire.

Gel Articulation tube 100 ml	P78A001	
Gel Articulation pompe 500 ml	P78A002	

DYSHIDROSE GEL

Alliance d'huiles essentielles et de silicium organique pour combattre la dyshidrose.

Dyshidrose Gel airless 50 ml	P78S003	
------------------------------	---------	--

DOSE D'ESSAI 15 ML

Baume régénérant	P78S004	
Gel Circulation	P78C003	
Gel Articulation	P78A003	



HYPERSUDATION / IONOPHORESE

SUPRO HYPERSUDATION

Mycoses et odeurs. 6 jours de traitement, des mois de bien-être.
Poudre micro dosée. SIMPLE, RAPIDE, EFFICACE.

**SUPRO Hypersudation - 1 boîte de 12 sachets
vendu à l'unité**

P78T002

NOUVEAUTÉ

**SUPRO Hypersudation - 12 boîtes de 12 sachets
+ présentoir**

P78T001



**N°1 des
ANTITRANSPIRANTS**

IONOMAT®

ionomat®

Appareil dédié aux traitements de l'hyperhidrose et des verrues plantaires.

Ensemble comprenant :

- 1 boîtier de commandes (Cycle IONO / Cycle VERRUE / Réglage d'intensité du courant alternatif).
- 2 électrodes + 2 bacs aux dimensions spéciales podologie.
- 2 grilles + 2 câbles à pinces crocodiles.

Durée de la séance : 20 minutes.

Durée du traitement : 4 à 6 semaines ou 8 à 10 séances.

IONOMAT

PBAC007

SACHET 100G SALICYLATE DE SODIUM

PBAC009

NOUVEAUTÉ



- Garantie 1 an

PROTOCOLE DE TRAITEMENT

1. Asseoir le patient.
2. Tourner le bouton de réglage de courant au minimum, l'affichage indique 00.0.
3. **(Verrues plantaires Mosaïques)**
Mettre le pied portant la verrue dans le bac relié à l'électrode rouge contenant de l'eau et du salicylate de sodium et mettre le pied sain dans le bac relié à l'électrode noire contenant de l'eau ordinaire.
3. **(Hyperhidrose)**
Mettre les pieds du patient dans les bacs et les recouvrir d'eau jusqu'au dessus de la voûte plantaire.
4. Basculer l'interrupteur sur "VERRUE" pour les verrues plantaires ou sur "IONO" pour l'hyperhidrose.
5. Augmenter progressivement l'intensité jusqu'à ce que le patient ressente des picotements.
6. Diminuer si les picotements sont trop importants.



Valeurs moyennes pour le traitement

Enfants : 5 à 10 mA – **Femmes** : 5 à 25 mA – **Hommes** : 12 à 25 mA

Au bout de 10 minutes, l'intensité s'inverse automatiquement.

Au bout de 20 minutes, un bip annonce la fin de la séance.

8 séances sur 4 semaines

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6
Lundi - Mardi - Jeudi	Lundi - Mardi - Vendredi	Mardi	Mardi		

9 séances sur 6 semaines

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6
Lundi - Mardi - Jeudi	Lundi - Mardi	Vendredi	Lundi	Lundi	Lundi